

Karl Gausler

Kaufmännischer Leiter / Head of Finance DACH
Allflex Group Germany GmbH



**MSD Animal Health
Technology Solutions**
Allflex Group Germany GmbH
Up de Högte 3
DE - 48455 Bad Bentheim
T +49 (0) 5924 - 44898 13
M +49 (0) 151 - 440064 13
E karl.gausler@msd.de

Bad Bentheim 5 November 2025

Aan:

[Naam en adres klant]

Vooraf per e-mail via [e-mailadres van de klant]

Dringende Veiligheidswaarschuwing

**Onderwerp: MERKOMATIC M2 / M6 en COMPACT Oormerkmachines voor
biggen stroomaansluiting: 230 VAC, 50 Hz**



MERKOMATIK M2 / M6



MERKOMATIK COMPACT

Geachte klanten,

Dit is dringende veiligheidsinformatie over machineveiligheid. Lees dit volledige bericht alstublieft onmiddellijk en aandachtig door. U wordt verzocht te bevestigen dat u deze waarschuwing heeft ontvangen en begrepen.

1. Welke veiligheidsrisico's zijn vastgesteld?

Allflex is zich bewust geworden van potentiële risico's voor de veiligheid van landbouwpersoneel dat MERKOMATIC-machines bedient. In het bijzonder:

Karl Gausler

Kaufmännischer Leiter / Head of Finance DACH
Allflex Group Germany GmbH



MSD Animal Health
Technology Solutions
Allflex Group Germany GmbH
Up de Högte 3
DE - 48455 Bad Bentheim
T +49 (0) 5924 - 44898 13
M +49 (0) 151 - 440064 13
E karl.gausler@msd.de

- in het geval van een elektrische overstroom of lekstroom;
- of bij onvoorzichtige fysieke aanraking met ingekapselde elektrische bedrading tijdens onderhoud (terwijl de machine – in strijd met standaard veiligheidsmaatregelen – niet van de stroom is losgekoppeld).

Het kan niet worden uitgesloten dat een bediener **ernstig brandwonden** of een **elektrische schok** oploopt, wat in het ergste geval **fataal** kan zijn. Dergelijke incidenten zijn onwaarschijnlijk en slechts mogelijk onder extreme omstandigheden. Daarnaast:

- bij onvoorzichtige bewegingen van armen of handen nabij de verticale opening van de machine,

kan niet worden uitgesloten dat een bediener **steek- of snijverwondingen** oploopt door de machine, wat in het ergste geval kan leiden tot **verlies van vingers**.

2. Welke maatregelen moet u onmiddellijk nemen?

Gelieve:

- **Stop onmiddellijk met het gebruik van uw MERKOMATIC-machine(s) en instrueer al het personeel de machine(s) niet meer te bedienen;**
- **de rode aan/uit-schakelaar met ducttape af te plakken zodat deze niet meer op normale wijze bediend kan worden; en**
- **daarnaast een duidelijk zichtbare sticker op de machine(s) aan te brengen met de tekst:**

MACHINE UITGESCHAKELD! NIET GEBRUIKEN!

3. Is de uitschakeling permanent?

Wij onderzoeken momenteel mogelijke opties om de MERKOMATIC-machines bij klanten op locatie te upgraden en te repareren, zodat ze mogelijk weer in gebruik kunnen worden genomen. Wij verzoeken u daarom de machines voorlopig niet weg te doen zolang ze buiten gebruik zijn. U ontvangt hierover nadere informatie.

4. Zijn er vervangingen beschikbaar?

Hoewel wij de MERKOMATIC-machines niet kunnen vervangen door aangepaste exemplaren, zullen we u kosteloos voorzien van identificatie labels en twee handmatige oormerktingen, die we zo spoedig mogelijk naar u zullen verzenden.

5. Contact bij vragen of zorgen

Karl Gausler

Kaufmännischer Leiter / Head of Finance DACH
Allflex Group Germany GmbH



**MSD Animal Health
Technology Solutions**
Allflex Group Germany GmbH
Up de Högte 3
DE - 48455 Bad Bentheim
T +49 (0) 5924 - 44898 13
M +49 (0) 151 - 440064 13
E karl.gausler@msd.de

Neem contact met ons op via id.benelux@msd.com.

Wij bevestigen dat wij zelf de bevoegde toezichthoudende autoriteiten van deze veiligheidswaarschuwing op de hoogte stellen, waaronder die in uw land.

Gelieve de ontvangst en het begrip van deze veiligheidswaarschuwing binnen drie dagen na ontvangst te bevestigen door een eenvoudige e-mail te sturen met als onderwerpregel:

MERKOMATIC veiligheidswaarschuwing d.d. [datum] ontvangen en begrepen.

naar ons e-mailadres id.benelux@msd.com. U hoeft geen verdere tekst toe te voegen. Wij nemen contact met u op indien wij uw e-mail niet tijdig ontvangen.

Wij verzekeren u dat het waarborgen van de hoogste veiligheid en kwaliteit van onze producten tot onze hoogste prioriteiten behoort. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via telefoon of e-mail zoals vermeld in punt 5 hierboven.

Met vriendelijke groet,

Allflex Group Germany GmbH